

## **Modalità di raccolta del campione di URINA per URINOCOLTURA da catetere a permanenza**

### **CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?**

- Contenitore sterile con apertura larga e tappo a vite; può chiedere questo contenitore al Laboratorio o comprarlo in Farmacia.
- Siringa sterile monouso da 5 mL e ago sottile (23-25 G) con dispositivo di sicurezza.

### **COME RACCOGLIERE LE URINE?**

**Per raccogliere le urine NON STACCARE MAI il catetere e seguire questa procedura:**

1. Chiudere il catetere appena sotto la valvola di prelievo con un morsetto (o pinza).
2. Utilizzando guanti monouso, disinfettare il dispositivo per la raccolta dei campioni.
3. Aspirare con siringa sterile e ago sottile almeno 20 mL di urina.
4. Rimuovere in sicurezza l'ago e trasferire l'urina nel contenitore sterile acquistato in farmacia o ritirato presso il laboratorio.
5. Chiudere subito il contenitore sterile, senza toccarlo all'interno e avvitando bene il coperchio.
6. Togliere la pinza.
7. Inviare subito in laboratorio, altrimenti conservare in frigorifero a +4°C al massimo per 24 ore.